



Produktdatablad

Kaffeske, Abena Gastro, 11cm, hvid, PS

Varenummer : 5589
Version : 04
Varegruppe : Teske
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke
20 pakker = 1 kolli
154 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Kaffeske
Farve: hvid
Materiale: PS
Længde/dybde: 11 cm
Vægt, netto: 0,85 g
Certifikater: Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse: Bestik i PS til en billig pris. Perfekt når man er på farten.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares rent og tørt.
Temperatortolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur op til +40°C i ubestemt tid, og op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.