

Varenummer 5610



Gastro.

Plasttallerken, ABENA Gastro, Ø22cm, hvid, PS

✓ Standard

✓ Plast



Produktbeskrivelse

Plasttallerkener i en standard kvalitet. Standardserien har både lille, stor og dyb tallerken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Plasttallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Materiale	PS
Diameter	22 cm
Vægt, netto	12 g
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Temperatur Tolerance	Til alle typer fødevarer ved temperatur -10°C til +40°C og op til +70°C i max 30 minutter.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	650 stk	52.5 cm	23.6 cm	23.7 cm	5703538082573
pk	50 stk	4.8 cm	22 cm	22 cm	5703538082511
stk	1 stk				5703538082528



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.