

Varenummer 5625



Gastro.

## Paptallerken, ABENA Gastro, Ø15cm, hvid, pap, kaolin coating

✓ Den optimale løsning når du vil undgå opvask



### Produktbeskrivelse

Vores paptallerkener er fremstillet i en god kvalitet og kan bruges til enhver lejlighed, hvor du vil have fokus på gæsterne og slippe for opvasken.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Kaolin coating
Materiale	Pap
Diameter	15 cm
Vægt, netto	3.46 g
Vægt, brutto	3.46 g
Tykkelse	200 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer.
Anden dokumentation	BfRXXXVI
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatur Tolerance	Anbefalet brug fra -20°C til +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	59 cm	31 cm	15 cm	5703538949630
pk	100 stk	7 cm	15 cm	10.5 cm	5703538949616
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.