



Varenummer 5625

ABENA® Gastro

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø15cm, hvid, pap, clay coating

✓ Den optimale løsning når du vil undgå opvask



Produktbeskrivelse

Vores paptallerkener er fremstillet i en god kvalitet og kan bruges til enhver lejlighed, hvor du vil have fokus på gæsterne og slippe for opvasken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Clay coating
Materiale	Pap
Diameter	15 cm
Vægt, netto	3.46 g
Vægt, brutto	3.46 g
Tykkelse	200 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer.
Anden dokumentation	BfRXXXVI
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C til +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	2000 stk	59 cm	31 cm	15 cm	5703538949630
pk	100 stk	7 cm	15 cm	10.5 cm	5703538949616
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.



Produktet er frysesikkert.