

ABENA®

## Produktdatablad

### Paptallerken, Abena Gastro-Line, Ø18cm, hvid, pap

Varenummer : 5630  
Version : 06  
Varegruppe :  
Forpakninger : 100 stk = 1 pakke  
10 pakker = 1 kolli  
48 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Paptallerken
Varemærke:	Abena
Vareserie:	Gastro-Line
Farve:	hvid
Materiale:	pap
Diameter:	18 cm
Tykkelse:	205 g/m <sup>2</sup>
Enhed for belægningstykkelser:	g/m <sup>2</sup>
Vægt, netto:	5,27 g
Certificeringer:	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler:	Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU
Produktbeskrivelse:	Paptallerken i god kvalitet, som kan bruges til enhver lejlighed, hvor opvasken vil undgås. Tallerkenen er nedbrydelig, da den ikke er lamineret.
Temperatortolerance:	Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler:	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.