

ABENA®

Produktdatablad

Paptallerken, Abena Gastro-Line, Ø18cm, hvid, pap/PE, lamineret

Varenummer : 5631
Version : 03
Varegruppe : Paptallerken
Forpakninger : 50 stk = 1 pakke
20 pakker = 1 kolli
36 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Paptallerken

Varemærke: Abena

Vareserie: Gastro-Line

Farve: hvid

Materiale: pap, PE

Features: lamineret

Diameter: 18 cm

Tykkelse: 250 g/m²

Belægningstykkelse: 18 g/m²

Vægt, netto: 6,4 g

Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, regulativer, forordninger etc.: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

Produktbeskrivelse: Premium paptallerken, som er PE-lamineret og i en høj kvalitet.

Temperaturlolerance: Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.

Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.