

Varenummer 5635



Gastro

## Paptallerken, ABENA Gastro, Ø23cm, hvid, pap, kaolin coating

- ✓ Økonomisk
- ✓ Engangs



### Produktbeskrivelse

Paptallerken i god kvalitet, som kan bruges til enhver lejlighed, hvor opvasken vil undgås. Tallerkenen er nedbrydelig, da den ikke er lamineret.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Kaolin coating
Materiale	Pap
Diameter	23 cm
Vægt, netto	10.1 g
Vægt, brutto	10.1 g
Tykkelse	230 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer
Direktiver, lovgivning og regler	1935/2004/EU, 2023/2006/EC, BEK 681 25.05.2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperaturtolerance	Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	40.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	5703538935916
pk	100 stk	23 cm	23 cm	6.5 cm	5703538935893
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er lavet af pap.