

Varenummer 5635



Gastro

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø23cm, hvid, pap, kaolin coating

✓ Den optimale løsning når du vil undgå opvask



Produktbeskrivelse

Vores paptallerkener er fremstillet i en god kvalitet og kan bruges til enhver lejlighed, hvor du vil have fokus på gæsterne og slippe for opvasken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Kaolin coating
Materiale	Pap
Diameter	23 cm
Vægt, netto	10.1 g
Vægt, brutto	10.1 g
Tykkelse	230 g/m ²
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatur Tolerance	Anbefalet brug fra -20°C til +80°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	40.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	5703538935916
pk	100 stk	23 cm	23 cm	6.5 cm	5703538935893
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er lavet af pap.