

Varenummer 5635

ABENA® Gastro



## Paptallerken, ABENA Gastro, Ø23cm, hvid, pap, clay coating

✓ Den optimale løsning når du vil undgå opvask



### Produktbeskrivelse

Vores paptallerkener er fremstillet i en god kvalitet og kan bruges til enhver lejlighed, hvor du vil have fokus på gæsterne og slippe for opvasken.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Clay coating
Materiale	Pap
Diameter	23 cm
Vægt, netto	10.1 g
Vægt, brutto	10.1 g
Tykkelse	230 g/m <sup>2</sup>
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Anvendelsestemperatur	-20°C til +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	40.5 cm	24.5 cm	24.5 cm	5703538935916
pk	100 stk	23 cm	23 cm	6.5 cm	5703538935893
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarerkontakt.



Produktet er lavet af pap.



Produktet er frysesikkert.