

Varenummer 5637



Gastro.

Paptallerken, ABENA Gastro, Ø20cm, hvid, pap/PE, dyb, lamineret

- ✓ Lamineret
- ✓ Standard
- ✓ Engangs



Produktbeskrivelse

Lamineret paptallerken, der sikrer en god kvalitet, idet væsken ikke vil trænge igennem pappet, som det risikeres ved en ikke lamineret paptallerken.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Paptallerken
Varemærke	ABENA
Vareserie	Gastro
Farve	Hvid
Features	Dyb, lamineret
Materiale	PE, pap
Diameter	20 cm
Vægt, netto	8.3 g
Tykkelse	240 g/m2
Belægningstykkelser	18 g/m2
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn.
Temperatur Tolerance	Til alle typer fødevarer, på nær alkoholiske fødevarer, ved temperatur op til +70°C i max 2 timer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	59 cm	20 cm	28.5 cm	5703538917998
pk	50 stk				5703538288678
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Produktet er overtrukket med et LDPE-lag (polyethylen med lav densitet).



Produktet er lavet af pap.