



Varenummer 5644

Medicinbæger, 30 ml, klar



Produktbeskrivelse

Bægeret anvendes til dosering og udbringning af medicin. Toppen har en diameter på 47 mm og bunden har en diameter på 39 mm.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Medicinbæger
Farve	Klar
Materiale	PP
Højde	3.25 cm
Diameter	4.7 cm
Vægt, netto	1.9 g
Vægt, brutto	1.9 g
Rumindhold, brutto	30 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Im
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Temperatur Tolerance	Tåler temperaturer fra -20 grader til +120 grader. Kan anvendes i mikrobølgeovn.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	37 cm	24.5 cm	38.5 cm	5703538185793
stk	1 stk				5703538185779



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.