



Produktdatablad

Engangsmedicinbæger, bredt - ø 4,7 cm, 30 ml

Varenummer: 5644



Varedeklaration

Forpakning: 2000 stk pr. kolli. 50 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Medicinbæger. Farve: klar. Materiale: PP. Vægt, netto: 1,9 g. Vægt, brutto: 1,9 g. Højde: 3,25 cm. Diameter: 4,7 cm. Rumindhold, brutto: 30 ml. Certifikater: CE. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse Im. Temperatur Tolerance: Tåler temperaturer fra -20 grader til +120 grader. Kan anvendes i mikrobølgeovn. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Bægeret anvendes til dosering og udbringning af medicin. Toppen har en diameter på 47 mm og bunden har en diameter på 39 mm. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.