



Produktdatablad

Blisterpakkeåbner, tang

Varenummer: 564521



Varedeklaration

Forpakning: 25 Stk pr. Kolli. Produktbetegnelse: Blisterpakkeåbner. Varemærke: Pillout. Materiale: plast, PVC, rustfrit stål.
Vaskeanvisninger: Maskinopvask 80 grader, skal helst stå i bestikskuffen. Kan sprittes, tåler ikke opløsningsmidler. Direktiver, lovgivning og regler: (EU) 2023/988. Produktbeskrivelse: Ergonomisk tang til udtrykning af piller i blisterpakninger. Reducerer arbejdsskader. Sikker medicin håndtering. Ergonomisk greb. Enkel og kontrolleret udtrykning af piller. Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.