



Varenummer 5763

Burgerboks, 15,5x15,5x8cm, 1900 ml, hvid, XPS, med hængslet låg, medium

- ✓ Giv dine kunder den bedste madoplevelse
- ✓ Ideel til takeaway



Produktbeskrivelse

ABENAs burgerboks med hængslet låg er især egnet som emballage til fastfood. Maden holdes varm og bevarer sin sprødhed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Farve	Hvid
Features	Med hængslet låg, medium
Materiale	XPS
Længde/dybde	15,5 cm
Bredde	15,5 cm
Højde	8 cm
Vægt, netto	5,7 g
Vægt, brutto	6,3 g
Rumindhold, brutto	1900 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	74,8 cm	31 cm	59,9 cm	4019336016728
pk	125 stk	120 cm	35 cm	8 cm	4019336116725
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.