



Varenummer 5764

Burgerboks, 13,5x12,5x7cm, 500 ml, hvid, XPS, 1.150 ml, med hængslet låg

- ✓ Giv dine kunder den bedste madoplevelse
- ✓ Ideel til takeaway



Produktbeskrivelse

ABENAs burgerboks med hængslet låg er især egnet som emballage til fastfood. Maden holdes varm og bevarer sin sprødhed.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Farve	Hvid
Features	1.150 ml, med hængslet låg
Materiale	XPS
Længde/dybde	13,5 cm
Bredde	12,5 cm
Højde	7 cm
Vægt, netto	3,99 g
Vægt, brutto	4,41 g
Rumindhold, brutto	500 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må hverken anvendes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-20°C - +85°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	60,6 cm	27 cm	62,5 cm	4019336014533
pk	100 stk	60 cm	26,5 cm	7 cm	5703538268410
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.