



Varenummer 5820



Burgerboks, ABENA, 13x13x6,7cm, 327 ml, klar, OPS, 1.500 ml, med hængslet låg

✓ Ideel til take-away



Produktbeskrivelse

Burgerboks der anvendes som emballage til fastfood.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	1.500 ml, med hængslet låg,
Materiale	OPS
Længde/dybde	13 cm
Bredde	13 cm
Højde	6.7 cm
Vægt, netto	9.46 g
Vægt, brutto	10.8 g
Rumindhold, brutto	327 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	375 stk	37 cm	27.5 cm	41.5 cm	5703538007750
pk	125 stk				
stk	1 stk				



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.