



Varenummer 5821



## Burgerboks, ABENA, 15x15x7,9cm, 595 ml, klar, OPS, med hængslet låg, large

✓ Ideel til take-away



### Produktbeskrivelse

Burgerboks der anvendes som emballage til fastfood.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Med hængslet låg, large
Materiale	OPS
Længde/dybde	15 cm
Bredde	15 cm
Højde	7.9 cm
Vægt, netto	14.5 g
Vægt, brutto	16 g
Rumindhold, brutto	595 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	500 stk	69.5 cm	30 cm	31 cm	5703538457593
pk	125 stk	34 cm	29.2 cm	15 cm	5703538457586
stk	1 stk				5703538457579



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast, der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.