



Varenummer 5821



Burgerboks, ABENA, 15x15x7,9cm, 595 ml, klar, OPS, med hængslet låg, large

✓ Ideel til take-away



Produktbeskrivelse

Burgerboks der anvendes som emballage til fastfood.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Burgerboks
Varemærke	ABENA
Farve	Klar
Features	Med hængslet låg, large
Materiale	OPS
Længde/dybde	15 cm
Bredde	15 cm
Højde	7.9 cm
Vægt, netto	14.5 g
Vægt, brutto	16 g
Rumindhold, brutto	595 ml
Antal lag	1-lags
Certifikater	Til fødevarer.
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 10/2011, (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2020/2151, BEK nr 681 af 25/05/2020
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares rent og tørt.
Anvendelsestemperatur	-10°C - +90°C
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	500 stk	69.5 cm	30 cm	31 cm	5703538457593
pk	125 stk	34 cm	29.2 cm	15 cm	5703538457586
stk	1 stk				5703538457579



Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.



Polystyren er en type plast,
der også kaldes PS.



Produktet er frysesikkert.