



Produktdatablad

Bakke, 23,8x17,6x4cm, 895 ml, sort, CPET, 2-rums, 400/515 ml, menuserie, hovedret

Varenummer : 5858
Varegruppe : Hovedret 2-rums
Forpakninger : 240 stk = 1 kolli
42 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Bakke
Farve: sort
Materiale: CPET
Features: menuserie, hovedret
Antal rum: 2-rums
Volumen af rum: 400/515 ml
Længde/dybde: 23,8 cm
Bredde: 17,6 cm
Højde: 4 cm
Rumindhold, brutto: 895 ml
Certifikater: Til fødevarer

Direktiver, lovgivning og regler: Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU

Produktbeskrivelse: C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.

Temperaturtolerance: Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 5886