



## Produktdatablad

### Bakke, 17,6x11,6x4,5cm, 540 ml, sort, CPET, 1-rums, menuserie, biret

Varenummer : 5863  
Version : 01  
Varegruppe : Biret  
Forpakninger : 304 stk = 1 kolli  
1 stk = 1 pakke  
304 pakker = 1 kolli  
42 kolli = 1 palle



### Varedeklaration

**Produktbetegnelse:** Bakke  
**Farve:** sort  
**Materiale:** CPET  
**Features:** menuserie, biret  
**Antal rum:** 1-rums  
**Volumen af rum:** 540 ml  
**Længde/dybde:** 17,6 cm  
**Bredde:** 11,6 cm  
**Højde:** 4,5 cm  
**Rumindhold, brutto:** 540 ml  
**Certifikater:** Til fødevarer  
**Direktiver, lovgivning og regler:** Fødevaregodkendt iht. 1935/2004/EU  
**Produktbeskrivelse:** C-PET produkter er velegnede til alle typer fødevarer. C-PET produkter er særligt gode til brug i ovn ved temperaturer op til 220°C. Til låg kan der anvendes lågfolie, men også snap-on låg. Bredden af lågfolien afhænger af maskintype.  
**Temperaturtolerance:** Til alle typer fødevarer ved temperatur -40°C til +40°C i ubestemt tid, ved temperatur op til +200°C i max 2 timer og op til +220°C i max 30 minutter.  
**Bortskaffelse af produkt:** Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.  
**Bortskaffelse af emballage:** Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 588801, 5974