



Varenummer 5906

Termokasse, 44x44x32cm, 37 l, 37 l, grå, EPS, 1-rums, 1/2 GN

- ✓ EPS
- ✓ ,
- ✓ Kraftigt isolerende

Produktbeskrivelse

Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Termokasse
Farve	Grå
Features	1/2 GN
Materiale	EPS
Længde/dybde	44 cm
Bredde	44 cm
Højde	32 cm
Rumindhold, netto	37 l
Rumindhold, brutto	37 l
Antal lag	1-lags
Antal rum	1-rums
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	3 stk	96 cm	44 cm	44 cm	
stk	1 stk				

