



Varenummer 5906

Termokasse, 44x44x32cm, 37 l, 37 l, grå, EPS, 1-rums, 1/2 GN

- ✓ EPS
- ✓ ,
- ✓ Kraftigt isolerende

Produktbeskrivelse

Termokassen er velegnet til transportering af kolde eller varme emner.

Specifikationer

| | |
|------------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Termokasse |
| Farve | Grå |
| Features | 1/2 GN |
| Materiale | EPS |
| Længde/dybde | 44 cm |
| Bredde | 44 cm |
| Højde | 32 cm |
| Rumindhold, netto | 37 l |
| Rumindhold, brutto | 37 l |
| Antal lag | 1-lags |
| Antal rum | 1-rums |
| Direktiver, lovgivning og regler | BEK nr 681 af 25/05/2020, (EU) 2023/988 |
| Sikkerhedsforskrifter og advarsler | Må ikke anvendes i almindelig ovn og mikrobølgeovn. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|--------|--------|-------|-----|
| kll | 3 stk | 96 cm | 44 cm | 44 cm | |
| stk | 1 stk | | | | |

