

SANET tasonil



Intensivt rengøringsmiddel til vedligeholdelse af sanitet

- Enestående ydelse
- Fremragende duft
- Tykflydende

Produktprofil

- SANET tasonil har en meget stærk rengøringskraft på alle typer snavs i sanitetsområdet. Særlig effektiv mod kalkaflejringer, urinsten og aflejringer af kalksæbe.
- SANET tasonils tykflydende konsistens fremmer hurtig og fuldstændig rensning selv på lodrette flader.
- SANET tasonil kan bruges i en koncentration på kun 0,125 % til daglig vedligeholdelsesrengøring.
- SANET tasonil er et materialevenligt produkt, som hurtigt giver alle overflader en skinnende glans og efterlader en langtidsvirkende duft.
- Med korrosionsinhibitor til maksimal brugersikkerhed.

Anvendelsesområde

- Velegnet til alle syrebestandige overflader på badeværelse og sanitetssektoren såsom fliser, forkromede armaturer, porcelæn, rustfrit stål, anodiseret metal, plast, stentøj, gummiplader osv. Må ikke bruges på natursten (f.eks. marmor) eller syrefølsom emalje.

Påføring og dosering



Doseres i forhold til påføring og graden af tilsmudsning. Følg vejledningen herunder.



Vedligeholdelsesrengøring: aftør overfladen våd eller fugtig med en ren klud og skyl tilstrækkeligt.

1,25-2,5 ml/L



Manuel gulvrengøring: gulvet moppes med en ren moppe.

20 ml/L



Åbne gulvflader: kan anvendes i automatiske gulvvaskere.

Koncentreret



Afkalkning, fastsiddende smuds, toiletrensning: Anvendes ufortyndet. Lad opløsningen sidde i nogle få minutter. Skyl grundigt efter med rent vand.

1,25 ml/L-conc.



Pladefuger skal gennemfugtes, før produktet anvendes ufortyndet.



Ingredienser

Oversigten over indholdsstoffer findes i sikkerhedsdatabladet

Bæredygtig udvikling og fremstilling



Vejledning for produksikkerhed, opbevaring og miljøforhold

Sikkerhed: Kun til erhversmæssig brug. For yderligere oplysninger se venligst sikkerhedsdatabladet.

Opbevaring: Opbevares ved stuetemperatur i originalbeholderen.

Miljøforhold: Kun den helt tømte emballage afleveres til genbrugspladsen.

Salgsenheder

Ordner No. 713121 10 x 1 L
Ordner No. 406153 1 x 10 L

Deres betroede partner hos Dem selv

pH-værdi

