

Varenummer 6257



Produkt : .....

Fremstillingsdato : ...../...../.....

Anvendes inden : ...../...../.....

Tilberedt af : .....

## Label, 3M Post-it, 5,5x2,4cm, gul, til mærkning af fødevarer, 50 ark pr. blok

✓ Praktisk løsning

### Produktbeskrivelse

Labels til mærkning af fødevarer. Sættes på tallerkner, fade, plastik-eller rustfri stålbeholdere. De er med til at reducere spildet af fødevarer og sikrer at sidste anvendelsesdato ikke overskrides. Giver en optimal hygiejne-og egenkontrol. Tåler fugtighed og høj ventilation, og klæber på beholdere i fryser og kølerum.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Label
Varemærke	3M
Vareserie	Post-it
Farve	Gul
Features	Til mærkning af fødevarer, 50 ark pr. blok
Længde/dybde	5.5 cm
Bredde	2.4 cm
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Bemærk, IKKE egnet til direkte kontakt med fødevarer.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	72 stk	22 cm	17 cm	8 cm	50051125858767
pk	6 stk	10 cm	8 cm	1.5 cm	51125858762
stk	1 stk				