

Varenummer 6257



Label, 3M Post-it, 5,5x2,4cm, gul, til mærkning af fødevarer, 50 ark pr. blok

Produkt :

Fremstillingsdato :/...../.....

Anvendes inden :/...../.....

Tilberedt af :

Produktbeskrivelse

Labels til mærkning af fødevarer. Sættes på tallerkner, fade, plastik-eller rustfri stålbeholdere. De er med til at reducere spildet af fødevarer og sikrer at sidste anvendelsesdato ikke overskrides. Giver en optimal hygiejne-og egenkontrol. Tåler fugtighed og høj ventilation, og klæber på beholdere i fryser og kølerum.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	72 stk	0.22 m	0.17 m	0.08 m	4001895916052
pk	6 stk	0.1 m	0.08 m	0.015 m	