

ABENA®

Produktdatablad

Vaskepulver, Neutral, hvid vask, uden farve og parfume, 11,232 kg

Varenummer : 6265
Version : 02
Varegruppe :
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
44 stk = 1 palle
44 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Vaskepulver
Brand: Neutral
Features: hvid vask, uden farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH ~ 10,7
Vægt, netto: 11,232 kg
Certificeringer: Astma-Allergi Danmark, Svanemærket

Produktbeskrivelse: Neutral Compact Hvidvask er en koncentreret vaskepulver til hvidt og lyst tøj - Vasketemperatur 30-95°C. Indeholder enzymer mod proteinholdige pletter af fx blod, sved, urin samt blegemiddelforstærker (TAED) mod farveholdige pletter af fx kaffe, te, græs og rødvin. Anbefales ikke til uld og silke. Ikke tilsat parfume, optisk hvidt eller fosfat. Neutral er deklareret i samarbejde med Astma- og Allergi Forbundet.

Vejledning i brug/ anvendelse:

Doseringsinstruktioner: 55 ml til 4-5 kg tøj.

Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: Må ikke anvendes til vask af uld og silke.