

ABENA®

Produktdatablad

Sanitetsrens, Tana Professional Sanet Sanicid, 750 ml, med farve og parfume

Varenummer : 6274
Version : 02
Varegruppe : Sanitetsrengøring
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
48 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Sanitetsrens
Varemærke: Tana Professional
Vareserie: Sanet Sanicid
Features: med farve og parfume
pH-værdi (konc.): pH ~ 2,8
Rumindhold, netto: 750 ml

Produktbeskrivelse: SANET sanicid er et brugsklart rengøringsmiddel, som fjerner alt almindeligt snavs i sanitære områder, f.eks. kalk, sæbe til forebyggelse af kalksten samt fedtpletter og kosmetikrester. Efter rengøring med SANET sanicid gendannes sanitære overfladers oprindelige glans. SANET sanicid er enkel at anvende og også tids- og omkostningsbesparende. SANET sanicid efterlader en stærk, karakteristisk og langvarig duft af renhed. Takket være SANET sanicids miljøvenlige og milde sammensætning kan det anvendes sikkert i hele badeværelser og sanitære områder, som f.eks. på hoteller, i kontorbygninger samt i offentlige og private faciliteter. SANET sanicid er yderst velegnet til daglig vedligeholdende rengøring af håndvaske, fittings, fliser, keramik, brusere osv. Må ikke anvendes på materialer, der er følsomme over for syre som f.eks. marmor.

Vejledning i brug/anvendelse: Påføres kalk og snavs, lad virke kort, tør eller skyld med vand.

Doseringsinstruktioner: Anvendes ufortyndet.

Sikkerhedsinstruktioner og -advarsler: Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader som marmor, granit, terrazzo og andre kalkholdige overflader.