

ABENA®

Produktdatablad

Maskinopvask, Novadan Bistro Powder 743, uden klor, 1,5 kg

Varenummer : 6340
Version : 01
Varegruppe :
Forpakninger : 8 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
8 pakker = 1 kolli
36 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Maskinopvask
Varemærke: Novadan
Vareserie: Bistro Powder 743
Features: uden klor
pH-værdi (konc.): pH 11,5
Vægt, netto: 1,5 kg
Certifikater: Svanemærket
Produktbeskrivelse: Bistro Powder 743 er velegnet til opvask af service, alu, glas og bestik i små industri- og husholdningsopvaskemaskiner. Anvendes både til manuel og automatisk dosering. Bistro Powder 743 fjerner effektivt alle typer fedt og proteiner fra service og bestik. Er desuden velegnet til fjernelse af kaffe- og terester.
Vejledning i brug/ anvendelse:
Doseringsinstruktioner: 0,8 g til 1 l vand.