



Varenummer 6451



Desinfektion, Liva, 5 l

Produktbeskrivelse

Anvendes til desinfektion af redskaber, maskiner (fx slush-ice maskiner, solarier m.m.) og kølerum. Affald gennemvædes af produktet for at fjerne dårlig lugt. Ved forstøvning på tekstiler, plast m.m. fjernes statisk elektricitet.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Produktbetegnelse | Desinfektion |
| Varemærke | Liva |
| pH-værdi (konc.) | pH 7 |
| Rumindhold, netto | 5 l |
| Direktiver, lovgivning og regler | BPR EU 528/2012 |
| Doseringsinstruktioner | 100 ml til 3 l vand. |

Brugsanvisning

Påfør på rene overflader og lad virke i 15 min. skyl derefter grundigt.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 2 stk | 25.5 cm | 19.5 cm | 29.5 cm | 5703538293535 |
| stk | 1 stk | | | | 5701305000881 |



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet bruges til rengøring af køkkener.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.