



Varenummer 6451



## Desinfektion, Liva, 5 l

### Produktbeskrivelse

Anvendes til desinfektion af redskaber, maskiner (fx slush-ice maskiner, solarier m.m.) og kølerum. Affald gennemvædes af produktet for at fjerne dårlig lugt. Ved forstøvning på tekstiler, plast m.m. fjernes statisk elektricitet.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Desinfektion
Varemærke	Liva
pH-værdi (konc.)	pH 7
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Doseringsinstruktioner	100 ml til 3 l vand.

### Brugsanvisning

Påfør på rene overflader og lad virke i 15 min. skyl derefter grundigt.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2 stk	25.5 cm	19.5 cm	29.5 cm	5703538293535
stk	1 stk				5701305000881



Produktet kræver brug af beskytteshandsker.



Produktet er ætsende.



Produktet bruges til rengøring af køkkener.



Produktet kræver brug af øjenbeskyttelse.