



Produktdatablad

Doseringsdunk, 750 ml, hvid, plast, uden tryk, med forstøver

Varenummer : 6459
Varegruppe : Bruse-, spray- og stænflasker
Forpakninger : 12 stk = 1 kolli
24 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Doseringsdunk
Farve: hvid
Materiale: plast
Features: uden tryk, med forstøver
Rumindhold, netto: 750 ml
Produktbeskrivelse: Doseringsdunk med forstøver til rengøringsmidler.
Brugsanvisning:
Tilhørende varer: 645103, 645003