



Varenummer 6477

Håndrens, SC Johnson Swarfega Classic, 4500 ml, med farve og parfume

✓ Økonomisk i brug

Produktbeskrivelse

Effektivt håndrens i form af den klassiske grønne gel tilsat blødgøringsmiddel, der efterlader huden glat og blød efter brug. Produktet er let at anvende, skylles hurtigt af og fjerner indgroet olie, fedt og generel snavs.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Håndrens
Varemærke	SC Johnson
Vareserie	Swarfega Classic
Features	Med farve og parfume
Tekniske ingredienser	Aqua, C9-C16 Alkaner/Cycloalkaner, Sodium Tallate, Trideceth-5, BHT, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, CI 42090, CI 19140, Parfume - IFRA godkendt, Dimethyl Oxazolidine.
Rumindhold, netto	4500 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1223/2009
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	Se produktets emballage
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Påføres ved slutningen af hver arbejdsperiode eller efter behov til fjernelse af en bred vifte af almindelige tilsmudsninger som olie, fedt og snavs. 1 dosering påføres på tørre hænder og indgnides grundigt i huden for at opløse snavs. For optimal hygiejne vaskes efter med en cremesæbe. Tør huden med engangspapirservietter.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	4 stk	33 cm	33 cm	27.5 cm	5010424015530
stk	4500 ml				5010424015516