



Varenummer 6541

## Hudcreme, SCJ Professional, 1000 ml, uden farve og parfume

- ✓ Kendt for sine hudgenererende egenskaber
- ✓ Ideel til personer, som er følsomme overfor parfume

### Produktbeskrivelse

Ikke-fedtet hudplejcreme til normal hud. Absorberes hurtigt og efterlader huden med en behagelig følelse. Indeholder Glycerin som øger vandholdningskapaciteten i hudens øverste lag og støtter hudens eget fugtsystem. Indeholder Shea Butter - et naturligt forekommende lipid som er kendt for at virke beroligende på huden. Allantoin understøtter de fugtgivende egenskaber og plejer huden. Parfume- og farvefri formulering. Ikke-afsmittede formulering og vurderet i forhold til HACCP - velegnet til brug indenfor levnedsmiddelproduktion og fødevarerhåndtering. Tildelt ECARF-kvalitetsstempet - ideel til personer, som lider af allergier, og velegnet til sensitive og eksem-udsat hud. Siliconefri.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Hudcreme
Varemærke	SCJ Professional
Features	Uden farve og parfume
pH-værdi (konc.)	6-7,5
Tekniske ingredienser	Aqua, Acrylates Copolymer, Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Phenoxyethanol, Diazolidinyl Urea, Cetareth-20, Oleth-12, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Sodium Hydroxide, Titanium Dioxide, Allantoin, Tetrasodium Iminodisuccinate.
Rumindhold, netto	1000 ml
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) Nr. 1223/2009
Holdbarhed	30 måneder
Holdbarhed, åbnet	12 måneder
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Brugsanvisning

Tilfør 1ml til ren og tør hud inden længere pauser og ved arbejdsdagens afslutning. Gnides på alle håndens flader, også imellem fingre og rundt om negle. Kan også bruges til kroppen og i ansigtet.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	6 stk	22.8 cm	19.2 cm	20 cm	5010424014717
stk	1 stk				5010424014700