



Varenummer 6847

## Øjenskyll, Plum, 500 ml, blå, steril



### Produktbeskrivelse

En let håndterlig flaske med 4,9% steril fosfatbuffer, der hurtigt neutraliserer syrer og baser. Flasken er udstyret med en DUO ergonomisk øjenkop, der gør det muligt at skylle begge øjne samtidig. Særligt velegnet på arbejdspladser med risiko for, at begge øjne rammes. Flasken kan bruges løst eller som genopfyldning i øjenskyllstationer og -bokse. Anbefalet skylletid ca. 2 min.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyll
Varemærke	Plum
Farve	Blå
Features	Steril
pH-værdi (konc.)	7,4
Ingredienser/sammensætning	4,9% Fosfatbuffer
Rumindhold, netto	500 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Anbrudt emballage kasseres straks efter brug.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	6 stk	25 cm	17 cm	23.5 cm	5715205480117
stk	1 stk				5715205480124



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE