



Varenummer 6849

Hæfteplaster, QuickFix Mini, 7,2x2,5cm, beige, elastisk



Produktbeskrivelse

Lille og praktisk forpakning med 30 stk. elastiske plastre. Nem at have med overalt, hvor du kan få brug for et plaster. Hvert plaster er pakket for sig og er klar til brug blot ved at trække det ud af pakken. Plastrene er hudvenlige og meget behagelige at have på, da de tilpasser sig hudens bevægelser og lader huden ånde.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæfteplaster
Varemærke	QuickFix
Vareserie	Mini
Sekundær farve	Beige
Features	Elastisk
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	900 stk	25 cm	23.4 cm	13.8 cm	5715205550414
pk	30 stk	13.7 cm	11.9 cm	1.6 cm	5715205550421
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.