

Håndrens, Plum Super, 3000 ml, hvid, uden farve, parfume og opløsningsmiddel

Varenummer : 6866
Version : 01
Varegruppe : Plum
Forpakninger : 6 stk = 1 kolli
 1 stk = 1 pakke
 6 pakker = 1 kolli
 36 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Håndrens
Varemærke: Plum
Vareserie: Super
Holdbarhed: 30 måneder
Holdbarhed, åbnet: Se produktets emballage
Farve: hvid
Tekniske ingredienser: Aqua, Cocamide MEA, Olus Oil, Polyurethane, Glyceryl Ricinoleate, Octyldodecanol, Malic Acid, Lauryl Polyglucose, Decyl Glucoside, Titaniumdioxide CI 77891, Potassium Hydroxide, Sodium Benzoate.
Features: uden farve, parfume og opløsningsmiddel
pH-værdi (konc.): pH 7,5-8,0
Rumindhold, netto: 3000 ml
Produktbeskrivelse: Håndrens baseret på vegetabiliske olier og naturligt slibemiddel af majscolbegranulat. Uden parfume og opløsende midler. Med genindfedtende effekt. Fjerner effektivt og skånsomt lettere oliesnavs, trykfarve (vandbaseret) og andet snavs fra hænderne.
Brugsanvisning: Anvendes på våde hænder.
Opbevaringsinstruktioner: Opbevares frostfrit i original emballage. Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
Sikkerhedsforskrifter og advarsler: Kan irritere øjets slimhinde ved direkte kontakt. Skyl grundigt med rent vand, ved vedvarende gener kontaktes læge.
Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.