



Varenummer 6869

## Glitterbug, creme, fluorescerende, med pumpe

### Produktbeskrivelse

Flouriserende creme. Anvendes til demonstration af korrekt håndhygiejne. 250 demonstrationer. 1. Et til to pumpe creme indgides i hænderne 2. Hænderne vaskes som anbefalet med vand og sæbe og tørres. 3. Lokalet mørklægges og lyset slukkes 4. Hænderne belyses med UV lampen 5. Trin 2-4 gentages evt. Glitterbug er en markør, for hvor håndvasken ikke har været effektiv. UV belysning vil tydeligt vise de steder på hænderne, hvor den mekaniske påvirkning med vand og sæbe ikke har været effektiv.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Glitterbug
Features	Creme, fluorescerende, med pumpe
Vægt, netto	230 g
Direktiver, lovgivning og regler	BPR EU 528/2012
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares forsvarligt, i original emballage, utilgængeligt for børn og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	21.5 cm	16 cm	20.5 cm	
stk	1 stk				5703538390395