



Varenummer 6872

Øjenskyll, Plum, 23x28cm, 500 ml, grøn, steril

Produktbeskrivelse

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 2 stk. 500 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til produktionsområder med meget støv og snavs samt til mobile arbejdspladser. Udstyret med tydelige piktogrammer og spejl. Anbefalet skylletid ca. 10 min.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyll
Varemærke	Plum
Farve	Grøn
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)
Bredde	23 cm
Højde	28 cm
Rumindhold, netto	500 ml
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Anbrudt emballage kasseres straks efter brug.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	0.3 m	0.204 m	0.102 m	5703538234910
stk					

STERILE

Produktet er sterilt