



Varenummer 6873

Øjenskyllestation, Plum, 23x28cm, 500 ml, grøn, steril



## Produktbeskrivelse

Støvtæt vægstation i slagfast flamingo med 200 ml pH Neutral og 500 ml Plum Øjenskyll. Specielt velegnet til støvede produktionsområder, hvor der er risiko for ulykker med såvel fremmedlegemer som syrer og baser. Udstyret med tydelige piktogrammer og spejl. Anbefalet skylletid: pH Neutral ca. 2 min., Plum Øjenskyll ca. 5 min.

STERILE

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyllestation
Varemærke	Plum
Farve	Grøn
Features	Steril
pH-værdi (konc.)	7,4
Ingredienser/sammensætning	0,9% Natriumklorid-opløsning (NaCl)
Bredde	23 cm
Højde	28 cm
Rumindhold, netto	500 ml
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	Anbrudt emballage kasseres straks efter brug.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	30 cm	20.4 cm	10.2 cm	5703538234958
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE