



Varenummer 6875

Øjenskyll, Plum, 200 ml, klar, steril

Produktbeskrivelse

Anvendes til skylning af øjne forurenet med syre eller base. En lille og handy flaske med 4,9% steril fosfatbuffer, der neutraliserer væsken i øjet ved kemiske uheld. Flasken er let at have med sig i den specialdesignede bæltetaske, i førstehjælps-kassen, i værktøjskassen o. lign. Kan også opsættes i en vægholder. Den er udstyret med ergonomisk øjenkop, støvhætte og en udførlig brugervejledning på etiketten. Skylletid: Ca. 2 min.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Øjenskyll
Varemærke	Plum
Farve	Klar
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	4,9% Fosfatbuffer
Rumindhold, netto	200 ml
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	Anbrudt emballage kasseres straks efter brug.
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	0.209 m	0.101 m	0.107 m	5701684475119
stk					5701684475225