



Produktdatablad

Dispenser, Plum MP 2000, grå, plast, til bag-in-box, 2 moduler, til 700, 1000 og 1400 ml flasker

Varenummer : 6883
Varegruppe : Plum
Forpakninger : 1 stk = 1 kolli
1 stk = 1 pakke
90 stk = 1 palle
1 pakke = 1 kolli
90 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Dispenser

Varemærke: Plum

Vareserie: MP 2000

Farve: grå

Materiale: plast

Features: til bag-in-box, 2 moduler, til 700, 1000 og 1400 ml flasker

Produktbeskrivelse: Et fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispensersystem i en solid røgfarvet polycarbonat kappe. Kan let tilpasses arbejdspladsens individuelle behov for håndhygiejne. Fås i 3 forskellige størrelser hvori alle 700 og 1400 ml bag-in-box forpakninger kan kombineres samt 1000 ml poserne.

Brugsanvisning:

Doseringsanvisninger: Doserer 2,3 ml cremesæbe

Bortskaffelse af produkt: Afleveres på miljøstation.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 150542, 6862, 6896, 150216, 6877, 6889, 150009, 6878, 6882, 150015, 6880, 6865, 6881, 150548, 150040, 150536, 6859, 150214, 150555, 150559, 150554, 150565, 150239, 150533