



Varenummer 6884

plum  
Safety

## Dispenser, Plum MP 2000, plast, til bag-in-box, 1 moduler, til 700, 1000 og 1400 ml flasker

- ✓ Flexibelt system
- ✓ Driftsikkert

### Produktbeskrivelse

Et fleksibelt, hygiejnisk og driftsikkert dispensersystem i en solid røgfarvet polycarbonat kappe. Kan let tilpasses arbejdspladsens individuelle behov for håndhygiejne. Fås i 3 forskellige størrelser hvori alle 700 og 1400 ml bag-in-box forpackninger kan kombineres samt 1000 ml poserne.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Dispenser
Varemærke	Plum
Vareserie	MP 2000
Features	Til bag-in-box, 1 moduler, til 700, 1000 og 1400 ml flasker
Materiale	Plast
Direktiver, lovgivning og regler	(EU) 2023/988
Doseringsinstruktioner	Doserer 2,3 ml cremesæbe
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	31 cm	15 cm	12 cm	5701684425114
stk	1 stk				5703538235375