



Varenummer 6886

Plasterdispenser, QuickFix, 23x13,5cm, blå, inkl.
2 pk blå sporbare plastre á 45 stk.

✓ Plads til 90 stk.



Produktbeskrivelse

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Plastre er produceret i et åndbart materiale. Refill vnr. 6891

Specifikationer

Produktbetegnelse	Plasterdispenser
Varemærke	QuickFix
Farve	Blå
Features	Inkl. 2 pk blå sporbare plastre á 45 stk.
Bredde	23 cm
Højde	13,5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	10 stk	39 cm	25 cm	24 cm	5715205550315
stk	1 stk				5715205550322



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.