



Varenummer 6886

Plasterdispenser, QuickFix, 23x13,5cm, blå, inkl. 2 pk blå sporbare plastre á 45 stk.

✓ Plads til 90 stk.



## Produktbeskrivelse

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Plastrene er produceret i et åndbart materiale. Refill vnr. 6891

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Plasterdispenser
Varemærke	QuickFix
Farve	Blå
Features	Inkl. 2 pk blå sporbare plastre á 45 stk.
Bredde	23 cm
Højde	13,5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	39 cm	25 cm	24 cm	5703538235474
stk	1 stk				5701684550328



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.