

ABENA®

Produktdatablad

Plasterdispenser, QuickFix, 23x13,5cm, blå, inkl. 2 pk blå sporbare plastre á 45 stk.

Varenummer : 6886
Varegruppe : Sporbart plaster
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
48 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse: Plasterdispenser

Varemærke: QuickFix

Holdbarhed: 5 år

Farve: blå

Features: inkl. 2 pk blå sporbare plastre á 45 stk.

Bredde: 23 cm

Højde: 13,5 cm

CE-klasse: Klasse Is

Direktiver, regulativer, forordninger etc.: 93/42/EEC

Produktbeskrivelse: Væghængt plasterdispenser med 90 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevareindustrien. Plastre er produceret i et åndbart materiale. Refill vnr. 6891

Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.

Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.

Bortskaffelse af emballage: Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 6891, 150199