



Varenummer 6887

Plasterdispenser, QuickFix,  
7,2x25x13,5cm, beige, inkl. 2 pk  
vandfaste plastre á 45 stk (str. 72x25  
mm)

- ✓ Velegnet til fugtige arbejdsmiljøer
- ✓ Plads til 90 stk.



## Produktbeskrivelse

Væghængt plasterdispenser med 90 stk. vandfaste plastre, der især er velegnede til fugtige arbejdsmiljøer. Plastrene er produceret i et beskyttende PE-materiale, der lader huden ånde. Refill vnr. 6890

## Specifikationer

Produktbetegnelse	Plasterdispenser
Varemærke	QuickFix
Sekundær farve	Beige
Features	Inkl. 2 pk vandfaste plastre á 45 stk (str. 72x25 mm)
Materiale	PE
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	25 cm
Højde	13.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

## Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 stk	38.5 cm	25.7 cm	24.1 cm	5715205550117
stk	1 stk				5701684550120



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.