

ABENA®

Produktdatablad

Plasterdispenser, QuickFix, 7,2x25x13,5cm, beige, PE

Varenummer : 6887
Varegruppe :
Forpakninger : 10 stk = 1 kolli
32 kolli = 1 palle



Varedeklaration

Produktbetegnelse:	Plasterdispenser
Brand:	QuickFix
Holdbarhed:	5 år
Farve:	beige
Materiale:	PE
Features:	inkl. 2 pk vandfaste plastre á 45 stk (str. 72x25 mm)
Længde/dybde:	7,2 cm
Bredde:	25 cm
Højde:	13,5 cm
CE-klasse:	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler:	93/42/EEC
Produktbeskrivelse:	Væghængt plasterdispenser med 90 stk. vandfaste plastre, der især er velegnede til fugtige arbejdsmiljøer. Plastrene er produceret i et beskyttende PE-materiale, der lader huden ånde. Refill vnr. 6890
Opbevaringsinstruktioner:	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Instruktioner vedrørende produktbortskaffelse:	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Instruktioner vedrørende bortskaffelse af emballage:	Kan genbruges eller forbrændes.

Tilhørende varer: 6890