



Varenummer 6891

Hæfteplaster, QuickFix, 7,2x2,5cm, blå, á 45 stk. plaster, sporbart

- ✓ Indbygget metalflade til sporing
- ✓ Velegnet til fødevarerindustrien



Produktbeskrivelse

Refill. 45 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Plastrene er produceret i et åndbart materiale.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæfteplaster
Varemærke	QuickFix
Farve	Blå
Features	Á 45 stk. plaster, sporbart
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	29.9 cm	24.1 cm	23.8 cm	5715205551312
pk	6 stk	15.5 cm	11.6 cm	11.4 cm	5703538235665
stk	1 stk				5701684551325



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.