



Varenummer 6891

Hæfteplaster, QuickFix, 7,2x2,5cm, blå, á 45 stk. plaster, sporbart

- ✓ Indbygget metalflade til sporing
- ✓ Velegnet til fødevarerindustrien

Produktbeskrivelse

Refill. 45 stk. blå og iøjnefaldende plastre med indbygget metalflade, der kan spores af en metaldetektor. Især velegnet til fødevarerindustrien. Plastrene er produceret i et åndbart materiale.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hæfteplaster
Varemærke	QuickFix
Farve	Blå
Features	Á 45 stk. plaster, sporbart
Længde/dybde	7.2 cm
Bredde	2.5 cm
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	48 stk	14 cm	11.3 cm	11 cm	5703538235672
pk	6 stk	11 cm	2 cm	9.9 cm	5703538235665
stk	1 stk				5701684551325