



Varenummer 6893

KiiLTO

Hånddesinfektion gel, Kiilto, 600 ml, med pumpe

Produktbeskrivelse

Alkoholbaseret hånddesinfektion i gelform. Indeholder 85% denatureret ethanol. Reducerer effektivt bakterier og vira fra hænderne samt minimerer smittespredning. Indeholder glycerol, der forhindrer udtørring af huden. Denatureret med 6% IPA. EN1500:2013, EN14476:2013+A1:2015. CEI vurderet.



Specifikationer

| | |
|----------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Hånddesinfektion gel |
| Varemærke | KiiLto |
| Farve | Klar |
| Features | Med pumpe |
| Rumindhold, netto | 600 ml |
| Produkt- eller teststandarder | EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 1500, EN 14476 |
| Direktiver, lovgivning og regler | BPR EU 528/2012 |
| Holdbarhed | 30 måneder |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Brugsanvisning

Anvend 2-3 ml på rene og tørre hænder. Hænderne skal være våde i 30 sekunder for optimal effekt.

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kil | 15 stk | 34.5 cm | 21.5 cm | 22.5 cm | 5701684395110 |
| stk | 1 stk | | | | 5701684395127 |



Produktet er meget brandfarligt.



Produktet kan udgøre en sundhedsfare.